

Características | Features

Sin perfume No perfume
Libre de parabenos Free of parabens
Sin colorantes No colourings

Aplicable tras la utilización de técnicas médico-estéticas de:

- Micropunción (microneedling).
- Tratamientos antiacné.
- Mesoterapia.
- Etc.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Concentrado inductor de la expresión de las β -defensinas a base de AD-3A (Acetil Dipéptido-3 Aminohexanoato) y enriquecido con ácido hialurónico puro; altamente protector y reparador cutáneo.
 - Sin perfume
 - Libre de parabenos
 - Sin colorantes

COMPOSICIÓN
PRINCIPIOS ACTIVOS:

- AD-3A (Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate), a peptide that induces the expression of β -defensins result of molecular cosmetics.
- Pure hyaluronic acid.

INGREDIENTES

Aqua, glycerin, polysorbate 20, butylene glycol, sodium hyaluronate, acetyl dipeptide-3 aminohexanoate, lactic acid, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

Especialmente formulado para:	Especially formulated to:
Reforzar el sistema inmunitario natural de la piel.	Reinforce the skin natural immune system.
Estimular la primera línea de defensa entre la piel y el entorno.	Stimulate the first defence line between the skin and the environment.
Reducir el riesgo de posibles infecciones.	Reduce the risk of possible infections.
Incrementar la hidratación.	Increase moisturisation.
Suavizar la textura de la piel.	Smooth the skin texture.
Disminuir las imperfecciones y las rojeces.	Reduce imperfections and redness.
Promover la cicatrización y la reepitelización.	Promote healing and epithelialization.

PRODUCT DESCRIPTION

A concentrate that induces the expression of β -defensins based on AD-3A (Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate) and enriched with pure hyaluronic acid; highly protective and restorative for the skin.
 - No perfume
 - Paraben free
 - No colourings

COMPOSITION
ACTIVE PRINCIPLES:


- AD-3A (Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate), a peptide that induces the expression of β -defensins result of molecular cosmetics.
- Pure hyaluronic acid.

INGREDIENTS


Aqua, glycerin, polysorbate 20, butylene glycol, sodium hyaluronate, acetyl dipeptide-3 aminohexanoate, lactic acid, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

**Estudios de eficacia - In vitro:
In vitro surveys of efficiency:**

- A. Cuantificación de β -defensina II (h β D-2) secretada en queratinocitos humanos, después del tratamiento con AD-3A.
 A. Quantifying of β -defensin II (h β D-2) secreted into human keratinocytes, after the treatment with AD-3A.



- B. Cuantificación de β -defensina III (h β D-3) secretada en queratinocitos humanos, después del tratamiento con AD-3A.
 B. Quantifying of β -defensin III (h β D-3) secreted into human keratinocytes, after the treatment with AD-3A.



INDICACIONES

REGENhial HBD BOOSTER es un concentrado de uso profesional especialmente indicado para mantener la piel protegida, sana y con un aspecto mejorado:

- Refuerza el sistema inmunitario natural de la piel.
- Estimula la primera línea de defensa entre la piel y el entorno.
- Reduce el riesgo de posibles infecciones.
- Incrementa la hidratación.
- Suaviza la textura de la piel.
- Dismimuye las imperfecciones y las rojeces.
- Promueve la cicatrización y la reepitelización.

REGENhial HBD BOOSTER posee una formulación idónea para ser aplicado con dispositivos de micropunción (Dermapunt). El micro-needling, o micropunción consiste en la apertura, de forma controlada, de multitud de microcanales en la piel, en el seno de los cuales se produce una liberación de factores de crecimiento que inducen la síntesis de colágeno mediante un proceso de reparación de la dermis. **REGENhial HBD BOOSTER** penetra en la piel por los microcanales abiertos, reduciendo el riesgo de infecciones y promoviendo la cicatrización y reepitelización.

MODO DE EMPLEO

Se aplica en las últimas pasadas del cabezal de Dermapunt sobre el área que se está tratando después de haber trabajado la piel con **REGENhial Gel/ GF REGENhial Concentrate**.

En otras técnicas médica-estéticas para introducir principios activos en la dermis (mesoterapia, etc.) y en el tratamiento de pieles acneicas se aplica sobre la piel de manera uniforme.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en caso de hipersensibilidad confirmada a cualquiera de los componentes del producto. (Ver listado de ingredientes).

ADVERTENCIAS

- No usar en caso de alteración en el embalaje.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Después de usar., depositar el envase en el contenedor de residuos apropiado, según la práctica nacional aplicable.

PRECAUCIONES

No aplicar en los ojos, los labios o mucosas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, evitando la luz directa y los focos de calor, a temperatura ambiente (inferior a 30 °C)

PRESENTACIÓN

Estuche contenido un frasco de 30 ml con pipeta.

INDICATIONS

REGENhial HBD BOOSTER is a concentrate for professional use especially indicated to maintain the skin protected, healthy and with an improved look:

- It reinforces the skin natural immune system.
- It stimulates the first defence line between the skin and the environment.
- It reduces the risk of possible infections.
- It increases moisturisation..
- It smoothes the skin texture
- It reduces imperfections and redness.
- It promotes healing and epithelialization.

REGENhial HBD BOOSTER features a suitable formulation to be applied with micropuncture devices (Dermapunt). Microneedling, or micropuncture, consists of the opening, in a controlled way, of multiple micro channels in the skin, in the bosom of which a release of growth factors is produced, which induces collagen synthesis by means of a process of dermis repair. **REGENhial HBD BOOSTER** penetrates in the skin through the open micro channels, reducing the risk of infections and promoting healing and epithelialisation.

HOW TO USE

It is applied together with the last passes of Dermapunt head on the area being treated after having acted on the skin with **REGENhial Gel / GF REGENhial Concentrate**.

For other medical aesthetic techniques to introduce active principles in the dermis (mesotherapy, etc.) and for the treatment of acne prone skins, it is evenly applied on the skin.

COUNTER-INDICATIONS

Do not apply in case of confirmed hypersensitivity to any of the product components. (See ingredients list).

WARNING

- Do not use in case of any alteration of the packaging.
- Do not use the product after the expiry date indicated on the packaging.
- After use, place the packaging in the appropriate waste container, according to the national applicable practice.

CAUTIONS

Do not apply on eyes, lips or mucous membranes.

STORAGE

Store in a cool place, avoiding direct light and heat sources, at room temperature (below 30 °C).

PRESENTATION

Box containing a 30 ml flask with pipette.



LaviGor
LABORATORIOS

REGENhial HBD BOOSTER



15 30 ml
sesiones
CN 183267.2

PRINCIPIOS ACTIVOS ACTIVE PRINCIPLES

- | | |
|---|--|
| • AD-3A (Acetyl Dipéptido-3 Aminohexanoato), un péptido inductor de la expresión de las β-defensinas, fruto de la cosmética molecular.* | • AD-3A (Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate), a peptide that induces the expression of β-defensins, result of molecular cosmetics.* |
| • Ácido hialurónico puro. | • Pure hyaluronic acid. |

(*) La Cosmética Molecular es la ciencia cosmética que desarrolla activos con la misma estructura molecular que los del propio cuerpo, principalmente péptidos biomiméticos; y que actúan eficazmente sobre aquellos procesos biológicos involucrados en el envejecimiento de la piel.

(*) Molecular cosmetics is the cosmetic science that develops active ingredients with the same molecular structure as those of the body itself, mainly biomimetic peptides; which efficiently act on those biological processes involved in the skin ageing.